

## RC-Compact Space Chamber plus® für jedes Alter



**Für Säuglinge  
bis ca. 1 Jahr**  
PZN 946 732 0



**Mit Mundstück  
Basisgerät**  
PZN 946 737 2



**Für Kleinkinder  
bis ca. 5 Jahre**  
PZN 946 734 3



**Princess  
Basisgerät**  
PZN 954 228 6



**Für Erwachsene**  
PZN 946 740 3

**Säuglings-Maske**  
PZN 946 745 5

**Kinder-Maske**  
PZN 946 750 9

**Erwachsenen-Maske**  
PZN 946 747 8

## Optimiert die Inhalation mit Dosieraerosolen

- ✓ die Koordination zwischen Auslösen und Einatmen des Dosieraerosols entfällt
- ✓ filtert die großen, nicht lungengängigen Partikel aus, vermindert so Ablagerungen und Pilzbefall in Mund- und Rachen
- ✓ die Kammer verhindert Reizungen durch Verdunstungskälte
- ✓ die therapeutische Wirkung der Medikamente wird optimiert



**RC Compact  
Space Chamber** **plus**  
with cross valve technology™



# Eine Inhalierhilfe, alle Vorteile

## Austauschbare Silikonmaske

Passen sich weich und angenehm jeder Gesichtsform an



## Zuverlässige Reinigung

In der Spülmaschine oder in kochendem Wasser

## Ergonomisches Mundstück

Fördert die optimale Aufnahme des Medikaments insbesondere bei Kindern



## Transparentes Design

Erkennen Sie Fremdkörper und Verunreinigungen, bevor Sie einatmen



## Universaladapter

Mit allen Dosieraerosolen kompatibel

## Princess

Im rosa Design wird er zum Lieblingsmodell für kleine Prinzessinnen

## Optische Einatemkontrolle

Erkennen Sie, wann Ihr Kind das Medikament eingeatmet hat



## Preisvorteil

Das variable Maskensystem macht einen Neukauf beim Heranwachsen überflüssig

