

# AeroChamber Plus<sup>®</sup> with Flow-Vu<sup>®</sup>

mit Einatemkontrolle

erstattungsfähig

Zur Inhalationstherapie mit Dosieraerosolen für Kleinkinder bis ca. 4 Jahre mit Maske

## AeroChamber Plus<sup>®</sup> with Flow-Vu<sup>®</sup>

- filtert die großen, nicht lungengängigen Partikel aus, verhindert so eine Reizung und Pilzbefall im Mund- und Rachenraum<sup>1</sup>
- die weiche Gesichtsmaske wurde speziell an die Bedürfnisse der Kleinkinder angepasst
- das Flow -Vu<sup>®</sup>-System ermöglicht eine einfache und sichere Kontrolle des Einatemmanövers
- die Koordination zwischen Auslösen und Einatmen des Dosieraerosols entfällt
- die Kammer nimmt die Verdunstungskälte auf
- ein Universaladapter ermöglicht die Verwendung von allen gängigen Dosieraerosolen
- das unempfindliche Ventilsystem verhindert eine Rückatmung in die Kammer und ermöglicht eine Ausatmung bei ansitzender Maske
- der Medikamentenbedarf wird optimiert und die Nebenwirkungen minimiert

PZN 476 484 6

Artikel-Nr. 320

Hilfsmittel-Positions-Nr.: 14.24.03.1001



<sup>1</sup>Studien bei uns erhältlich