

AeroChamber Plus[®] with Flow-Vu[®]

mit Einatemkontrolle

erstattungsfähig

Zur Inhalationstherapie mit Dosieraerosolen
für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren ohne Maske



AeroChamber Plus[®] with Flow-Vu[®]

- filtert die großen, nicht lungengängigen Partikel aus, verhindert so eine Reizung und Pilzbefall im Mund- und Rachenraum¹
- das Flow-Vu[®] System ermöglicht eine einfache und sichere Kontrolle des Einatemmanövers
- die Kammer nimmt die Verdunstungskälte auf
- verbessert die Inhalationstechnik: bei zu schneller Einatmung wird ein lautes Pfeifsignal ausgelöst
- das unempfindliche Ventilsystem verhindert eine Rückatmung in die Kammer
- ein Universaladapter ermöglicht die Verwendung von allen gängigen Dosieraerosolen
- der Medikamentenbedarf wird optimiert und die Nebenwirkungen minimiert

PZN 476 481 7

Artikel-Nr. 330

Hilfsmittel-Positions-Nr.: 14.24.03.1001

¹Studien bei uns erhältlich