

AeroChamber Plus[®] with Flow-Vu[®]

mit Einatemkontrolle

erstattungsfähig

Zur Inhalationstherapie mit Dosieraerosolen für Säuglinge bis ca. 1 Jahr mit Maske



AeroChamber Plus[®] with Flow-Vu[®]

- filtert die großen, nicht lungengängigen Partikel aus, verhindert so eine Reizung und Pilzbefall im Mund- und Rachenraum¹
- die weiche Gesichtsmaske wurde speziell an die Bedürfnisse der Säuglinge angepasst
- das Flow-Vu[®]-System ermöglicht eine einfache und sichere Kontrolle des Einatemmanövers
- die Koordination zwischen Auslösen und Einatmen des Dosieraerosols entfällt
- die Kammer nimmt die Verdunstungskälte auf
- ein Universaladapter ermöglicht die Verwendung von allen gängigen Dosieraerosolen
- das unempfindliche Ventilsystem verhindert eine Rückatmung in die Kammer und ermöglicht eine Ausatmung bei ansitzender Maske
- der Medikamentenbedarf wird optimiert und die Nebenwirkungen minimiert



PZN 476 485 2

Artikel-Nr. 310

Hilfsmittel-Positions-Nr.: 14.24.03.1001

¹Studien bei uns erhältlich