


Dari & Bhamu




AEROCHAMBER Plus®

Die Inhalierhilfe, kinderfreundlich und elefantenstark!

NEU

Hilfsmittel-Positions-Nr.:
14.24.03.1001

- ▷ ermöglicht eine einfache und sichere Inhalation
- ▷ benötigt keine Koordination von Einatmung und Auslösen des Dosieraerosols
- ▷ optimiert das Tröpfchenspektrum des Dosieraerosols (fängt größere Partikel ab)
- ▷ vermeidet hierdurch Nebenwirkungen
- ▷ verhindert Bronchokonstriktion durch Verdunstungskälte beim Auslösen des Dosieraerosols
- ▷ passt auf alle gängigen Dosieraerosole
- ▷ hilft die Inhalationstechnik zu verbessern: bei zu schneller Inhalation wird ein Pfeifsignal ausgelöst (AEROCHAMBER Plus® blau)



Die Inhalierhilfe AEROCHAMBER Plus® gibt es für jeden Lebensabschnitt:

für Säuglinge in Rot mit kleiner weicher Gesichtsmaske
PZN 476 485 2

für Kleinkinder in Gelb mit größerer weicher Gesichtsmaske
PZN 476 484 6

für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren in Blau ohne Maske, mit Pfeifsignal
PZN 476 481 7

für Erwachsene in Blau mit Gesichtsmaske und Pfeifsignal
PZN 476 482 3

für tracheotomierte Patienten
PZN 204 143 4

für beatmete Patienten 15 und 22 mm
PZN 876 738 5

Erhältlich in allen Apotheken und Sanitätshäusern.

RC

R. CEGLA GmbH & Co. KG
Postfach 1225 · D-56402 Montabaur
Telefon (0 26 02) 92 13-0
Telefax (0 26 02) 92 13-15
E-mail info@cegla.de
Internet www.cegla.de

Hersteller:
Trudell Medical International
London, Ontario/Kanada

Dari & Bhamu

Eine indische Geschichte
von Karin Nowak

mit Bildern
von Julia Ginsbach



Herausgegeben von Ruth Cegla

© Ruth Cegla, 1994

Druck: Druckerei und Verlag Arfeller GmbH, Montabaur

ISBN-Nr. 3-9801980-7-3

