

NIFometer™

Zur Messung der Kraft der Einatemmuskulatur

NIFometer™

- das NIFometer™ ist klein, netzunabhängig und passt direkt auf den Intubationstubus
- die Einpatientennutzung schließt eine Kreuzinfektion aus
- messgenau bis zu ± 2 cmWS (Messbereich von 0 bis 40 cmWS)
- verfügt über einen „Erinnerungspfeil“, der den höchsten gemessenen Einatemdruck anzeigt und nach der Messung wieder auf 0 gestellt wird

NIFometer™

PZN 918 980 3, Artikel-Nr. 406

NIFometer™ Set (Kit)

inkl. Krümmer, Mundstück und Nasenklammer
PZN 500 153 0, Artikel-Nr. 407

