


# Sauerstoff-Nasenbrille

aus weichem Kraton

Die Lösung bei Reizungen am Naseneingang



## Sauerstoff-Nasenbrille mit weichen Kratonspitzen

- verursachen keine allergischen Reaktionen und Druckstellen am Naseneingang
- auch für Säuglinge und Kinder geeignet

### Für Erwachsene

PZN 336 730 4

Artikel-Nr. 710

### Für Kinder

PZN 336 785 3

Artikel-Nr. 711

### Für Säuglinge

PZN 336 731 0

Artikel-Nr. 712

# Swivel Verbindungsstück

Entwörungswirbel

Das Zwischenstück verhindert Verdrehungen des O<sub>2</sub>-Schlauches

## Swivel Verbindungsstück

- verbindet Sauerstoffgerät und O<sub>2</sub>-Schläuche oder verbindet zwei O<sub>2</sub>-Schläuche
- verhindert Verdrehungen des O<sub>2</sub>-Schlauches
- vermeidet Stolperfallen
- gewährleistet den Sauerstoffdurchfluss

## In zwei Ausführungen erhältlich:

### Swivel Verbindungsstück m/m

zwischen 2 Schläuchen

PZN 336 729 6

Artikel-Nr. 720

### Swivel Verbindungsstück m/f

zwischen Sauerstoffgerät und Schlauch

PZN 336 727 3

Artikel-Nr. 721

