

PEEP-Ventil

Zur Kombination mit Beatmungsbeuteln



PEEP¹-Ventil

- individuelle und maßgenaue Einstellung des Ausatemdrucks im Bereich von 0 bis 20 cmWS
- einfaches Aufstecken auf vorhandene Ventile von Beatmungsmasken
- zur zuverlässigen Stabilisierung der Atemwege und Vermeidung von Atelektasenbildung

PZN 919 099 9

Artikel-Nr. 404

¹PEEP: positive end-expiratory pressure