

PEP-Maske

Die physikalische Therapie zur Schleimlösung



PEP-Maske¹

- mobilisiert den Bronchialschleim
- erleichtert das Schleimabhusten
- verhindert Atemwegsverschlüsse und Schleimrückstände bei Elastizitätsstörungen der Lunge

Die PEP-Maske sorgt beim Ausatmen gegen den entstehenden Widerstand dafür, dass die Bronchien erweitert und festsitzender Schleim gelöst werden kann.



PZN 354 941 3
Artikel-Nr. 410

¹PEP: positive expiratory pressure /
positiver Ausatemdruck