

Taschen-Peak-Flow-Meter Personal Best®

erstattungsfähig

Das Universal-Peak-Flow-Meter für Kinder und Erwachsene mit Ampelsystem






Personal Best®

- die Messung ist überall schnell und einfach durchzuführen
- besticht durch seine solide Konstruktion und seine Handlichkeit
- das einzige **Taschen-Peak-Flow-Meter**, das „sich selbst verpackt“

Das **Taschen-Peak-Flow-Meter Personal Best®** mit integriertem Ampelschema misst den Ausatemspitzenfluss (PEF), von dem auf die „Weite“ der Bronchien geschlossen werden kann, um:

- die optimale medikamentöse Einstellung zu finden
- einen Asthmaanfall frühzeitig zu erkennen

	Peak-Flow-Wert Weniger als die Hälfte des persönlichen Bestwertes. Gefahr! Suchen Sie bitte einen Arzt auf!
	Peak-Flow-Wert 50-80% des persönlichen Bestwertes. Achtung! Zusätzliche Medikamenteneinnahme.
	Peak-Flow-Wert 80-100% des persönlichen Bestwertes. Ihr Asthma ist unter Kontrolle.

PZN 703 128 0

Artikel-Nr. 135

Hilfsmittel-Positions-Nr. 21.24.01.0016