

RespiChamber® HOSPITAL

sterilisierbar

erstattungsfähig

Zur Inhalationstherapie mit Dosieraerosolen speziell für den Einsatz in Kliniken

RespiChamber® HOSPITAL

- sterilisierbar bis zu einer Temperatur von 134 °C
- filtert die großen, nicht lungengängigen Partikel aus, verhindert so eine Reizung und Pilzbefall im Mund- und Rachenraum
- die Koordination zwischen Auslösen und Einatmen des Dosieraerosols entfällt
- ein Universaladapter ermöglicht die Verwendung von allen gängigen Dosieraerosolen
- das unempfindliche Ventilsystem verhindert eine Rückatmung in die Kammer

Für Säuglinge bis ca. 1 Jahr

in Grün mit kleiner weicher Gesichtsmaske
PZN 918 977 2, Artikel-Nr. 370

Für Kleinkinder bis ca. 4 Jahre

in Lila mit kleiner weicher Gesichtsmaske
PZN 918 978 9, Artikel-Nr. 380

Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren

in Blau mit Mundstück
PZN 918 979 5, Artikel-Nr. 390

Hilfsmittel-Positions-Nr.: 14.24.03.1001

