

# Swivel Verbindungsstück

Entwörungswirbel

Das Zwischenstück verhindert Verdrehungen des O<sub>2</sub>-Schlauches

## Swivel Verbindungsstück

- verbindet Sauerstoffgerät und O<sub>2</sub>-Schläuche oder verbindet zwei O<sub>2</sub>-Schläuche
- verhindert Verdrehungen des O<sub>2</sub>-Schlauches
- vermeidet Stolperfallen
- gewährleistet den Sauerstoffdurchfluss

### In zwei Ausführungen erhältlich:

#### Swivel Verbindungsstück m/m

zwischen 2 Schläuchen

PZN 336 729 6

Artikel-Nr. 720

#### Swivel Verbindungsstück m/f

zwischen Sauerstoffgerät und Schlauch

PZN 336 727 3

Artikel-Nr. 721

