

Das digitale Peak-Flow-Meter der nächsten Generation

RC-Test Asthma

- misst und speichert Ihren Peak-Flow (PEF) und Ihre Sekundenkapazität (FEV1)
- mit automatischer Test-Qualitätskontrolle (vergleicht 3 Messungen)
- speichert 600 Tests
- mit Ampelsystem (individuelle Normwerte werden eingegeben und gespeichert)
- mit abnehmbarem, hochwertigem Turbinen-Messkopf zur einfachen Desinfektion
- niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA Batterien
- geeignet für den Haus- und Praxisgebrauch
- Sicherheitsmundstücke für den Mehrpatientengebrauch erhältlich

PZN 711 769 1

Artikel-Nr. 150

Hilfsmittel-Positions-Nr.: 21.24.01.1004

