

## Der digitale Lungenfunktionstest bei COPD- und Emphysemverdacht

### RC-Test COPD

- einfaches, schnelles Screening bei COPD- und Emphysem-Verdacht
- mit automatischer Anzeige der COPD-Klassifizierung (Stufe I-IV) gemäß GOLD 2006 und des geschätzten Lungenalters
- mit automatischer Test-Qualitätskontrolle
- mit automatischer Angabe des Obstruktionsindex / integriertes Ampelsystem für die Einsekundenkapazität (FEV1)
- inkl. Sicherheitsmundstücke für den Mehrpatienten-Gebrauch
- mit abnehmbarem, hochwertigem Turbinen-Messkopf zur einfachen Desinfektion
- niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA Batterien

angezeigte Messwerte: FEV1, FEV6 absolut;  
FEV1, FEV6 in % des Normwertes  
FEV1/FEV6 als Dezimalwert;  
FEV1/ FEV6 in % des Normwertes

PZN 711 771 6

Artikel-Nr. 160

Hilfsmittel-Positions-Nr.: 21.24.01.1003

