

Threshold®*IMT*

Einatemmuskel-Trainer mit Federventil

Threshold®*IMT*

- steigert Kraft und Ausdauer der Einatemmuskulatur
- die Einatemmuskulatur wird durch individuell genau einstellbare Widerstände (von 9 bis 41 cmWS) trainiert
- verbessert die Kraft der Atempumpe und kann so die körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen
- geeignet zur prä- und postoperativen Prophylaxe von expiratorischen Risikopatienten

Das Training ist auch mit Hilfe eines Sauerstoffadapters für sauerstoffpflichtige Patienten möglich.

PZN 354 946 5

Artikel-Nr. 430

