

air-Q® Kehlkopfmasken (Larynxmasken)

Zur einfachen und sicheren Intubation und Beatmung



air-Q®

- Maskenspitze ist an die Form des hinteren Pharynx angepasst: leichtere Positionierung und besseres Atemwegsmanagement
- speziell entwickelte Verstärkung in der Innenseite der Maske: gibt seitliche Stabilität, verhindert das nach Hintenbiegen der Spitze und verbessert die Passform der Maske
- Atemöffnung in Schlüsselbohrerform: hebt die Epiglottis und ermöglicht so den freien Zugang zur Larynxöffnung
- schützt die Atemwege vor Reflux aus dem Ösophagus und dem Magen
- verhindert Überblähung des Magens bei der Beatmung
- anatomisch korrekt gebogener Beatmungsschlauch: ermöglicht einfaches Platzieren, führt ET-Tubus zur Larynxöffnung
- abnehmbares Verbindungsstück, freier Zugang zum Beatmungsschlauch: ermöglicht Intubation mit allen Standard-Endotracheal-Tuben

PZN 918 983 2

Artikel-Nr. 405-3045

Übersicht der verschiedenen air-Q® Kehlkopfmasken zusammen mit dem Namen und der Box-Größe

Art.-Nr.	Farbe	Größe	Gewicht	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Verpackung
405-3010	blau	1	bis 7 kg	air-Q® Disposable	einmal Gebrauch	10er Box
405-3015	hellgrün	1,5	7 bis 17 kg	air-Q® Disposable	einmal Gebrauch	10er Box
405-3020	orange	2	10 bis 20 kg	air-Q® Disposable	einmal Gebrauch	10er Box
405-3025	gelb	2,5	20 bis 50 kg	air-Q® Disposable	einmal Gebrauch	10er Box
405-3035	rot	3,5	50 bis 70 kg	air-Q® Disposable	einmal Gebrauch	10er Box
405-3045	grün	4,5	70 bis 100 kg	air-Q® Disposable	einmal Gebrauch	10er Box
405-1020	orange	2	17 bis 30 kg	air-Q® Reusable	mehrfach Gebrauch	
405-1025	gelb	2,5	30 bis 50 kg	air-Q® Reusable	mehrfach Gebrauch	
405-1035	rot	3,5	50 bis 70 kg	air-Q® Reusable	mehrfach Gebrauch	
405-1045	grün	4,5	70 bis 100 kg	air-Q® Reusable	mehrfach Gebrauch	

